



STELLAR

de **pdg**
MOBILITY TECHNOLOGIES

manuel inclinable



S'incline à 45° pour un soulagement des points de pression corporels et le positionnement

- Idéal pour la propulsion manuelle, muni de roues arrières accessibles.
- Les genoux restent en position basse lorsque le fauteuil est incliné, s'adapte facilement sous un pupitre et dans une camionnette. Accès facilement dans divers environnements.
- L'empattement court permet une excellente manœuvrabilité.
- Muni d'un système de réglage permettant de régler la hauteur et la profondeur du siège ainsi que l'angle du dossier.

pdg
MOBILITY TECHNOLOGIES

FAUTEUILS ROULANTS POUR UNE AUTONOMIE FONCTIONNELLE

www.pdgmobility.com



Bleu sarcelle chatoyant



Rouge écarlate



Noir chatoyant



Orange brûlé



Vert forêt



Violet chatoyant



CADRE AUX COULEURS À LA MODE. POSSIBILITÉ DE COMMANDER DES COULEURS PERSONNALISÉES. COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS.



Réglages multiples.



Barre de poussée optionnelle.



Position de l'essieu facile à régler.



Vérin réglable pour une utilisation optimale.



Variété de roulettes et de diamètres de roues.

Largeur du siège, standard	14 po à 22 po
Largeur du siège, personnalisée	23 po à 32 po
Profondeur du siège (réglable)	16 po à 22 po
Hauteur du siège (réglable)	14 po à 20 po
Angle du dossier (réglable)	90° à 120°
Hauteur du dossier	18 po à 26 po
Inclinaison dynamique	45°

Largeur totale
- pour les roues arrières de 12 po et 16 po, utiliser la largeur du siège plus 9,5 po
- pour les roues arrières de 20 et 24 po, utiliser la largeur du siège plus 10,5 po

Longueur totale (sans repose-pieds)	30 po à 37 po
Poids maximal	250 lb, mise à niveau jusqu'à 450 lb
Poids du fauteuil	40 lb (sans repose-pieds, roues, système antibasculement, et appuie-bras)
Options pour le transport disponible	ANSI /RESNA WC-19
Garantie	Mobilité désire vous assurer que votre fauteuil soit à la hauteur de vos attentes. Sinon, veuillez nous le retourner dans les 30 jours suivant votre achat. Nous vous consulterons par la suite afin de vous assurer un produit ajusté à vos mesures. Garantie à vie sur le cadre.

PDG Mobilité recommande que tous les fauteuils roulants soient équipés en fonction des besoins du client et sous la supervision d'un professionnel de la santé qui connaît bien les besoins spécifiques du client et les limites du produit. Brevet des États-Unis n° 6 447064 B1

ÉTATS-UNIS
PDG PRODUCT DESIGN GROUP
PMB # 173 - 1124 FIR AVENUE
BLAINE, WA
98230, USA

CANADA
PDG PRODUCT DESIGN GROUP
UNIT 103 - 318 E KENT AVE S
VANCOUVER, BC
V5X 4N6

T : +1 604 323 9220
TÉLÉC. : 1 604 323 9097
SANS FRAIS (AMÉRIQUE DU NORD) : 888-858-4422
TÉLÉC. SANS FRAIS (AMÉRIQUE DU NORD) : 877-323-9093
WWW.PDGMOBILITY.COM